

lehátko

# GE1

výškově stavitelné,  
jednodílná ložná plocha



Ilustrační obrázek

## Účel použití

Lehátko výškově stavitelné elektropohonem je určeno pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, lze použít například na Vojtův princip za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Vyhovuje pro rehabilitační provozy i běžné vyšetření pacientů. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP).

## Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Jednodílná ložná plocha
- Výškově stavitelné
- Bezpečnostní vypínací krabička s magnetickým kolíčkem
- Bezpečnostní spojka elektromotoru
- Napájení 1 fáze ~ 230V
  
- Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

## Technické parametry

• Rozměr ložné plochy	90 cm x 190 cm nebo 100 cm x 200 cm
• Výšková stavitelnost	45 cm – 90 cm
• Ovladač	ruční s magnetem nebo nožní
• Tloušťka čalounění	3 cm
• Nosnost lehátka	170 kg
• Hmotnost	64 kg

## Volitelné možnosti za příplatek

- Možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit)
- Kanárek – tzn. konstrukce v barvách: červená + žlutá + modrá a koženka č. 41 modrá



Lehátko GE1 v provedení „kanárek“



**ROUSEK s. r. o.**  
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa  
Nádražní 219 - kanceláře, výroba a expedice  
549 01 Nové Město nad Metují

[www.rousek.eu](http://www.rousek.eu)  
[rousek@rousek.eu](mailto:rousek@rousek.eu)  
+420 491 470 767

## Vzorník koženek pro lehátko GE1




č. 10 světle béžový mramor



č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená




č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá



č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová




č. 95 červená

## Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012




RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Za příplatek 200 Kč bez DPH/lehátko