

lehátko

GH1

výškově stavitelné
hydropohonem,
jednodílná ložná plocha



Ilustrační obrázek

Účel použití

Lehátko výškově stavitelné hydropohonem je určeno pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, lze použít například na Vojtův princip za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Vyhovuje pro rehabilitační provozy i běžné vyšetření pacientů. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP).

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Jednodílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydraulickým pohonem
- Nožní páka na obou stranách lehátka
- Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| • Rozměr ložné plochy | 90 cm x 190 cm nebo 100 cm x 200 cm |
| • Výšková stavitelnost | 45 cm – 90 cm |
| • Tloušťka čalounění | 3 cm |
| • Nosnost lehátka | 170 kg |
| • Hmotnost | 64 kg |

Volitelné možnosti za příplatek

- Možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit)
- Kanárek – tzn. konstrukce v barvách: červená + žlutá + modrá a koženka č. 41 modrá




Lehátko GH1 v provedení „kanárek“



ROUSEK s. r. o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 219 - kanceláře, výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují

www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Vzorník koženek pro lehátko GH1



č. 10 světle béžový mramor




č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená




č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá




č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová



č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Za příplatek 200 Kč bez DPH/lehátko